

2 (ア)


こまごめピペット の使い方

こまごめピペット は、少量の液体 を 必要な量 だけとるときに使う。

液体が ゴム球に吸いこまれないよう に、安全球 がつけられている。

- ① 親指と人差し指 でゴム球をおして、中の空気を抜いた状態 でピペットの先端を液体に入れる。
- ② 親指 をゆるめて、液体を吸いこむ。
- ③ 再び、親指 でゴム球をおして、必要な量 の液体を出す。

液体を 2 cm³ とる場合



注意 ピペット の先は 割れやすい ので、ものに ぶつけない ようにする。

液体がゴム球に流れこむと、ゴム球がいたんでしまう ことがあ

る。ピペットの先は 上に向けないように する。

答 ②. ゴム球を押して中の空気を抜いた状態で先端を液体にい入れ、吸い上げる。